

Notes
Continue with Amplicon production. Do all 06 samples, 1:10 dilutions, K1 1:100 as positive control. This will become the .1 replicates. Add a test for the re-extractions of 09 samples (1:10). PCR regime starts with a TouchDown from 62 to 46 in 15cycles, then 25 more cycles at 46

1	SA06_1:10_A	9	LL06_1:10_C	17	NTC	25
2	SA06_1:10_B	10	PO06_1:10_A	18	TR09_1:10_C	26
3	SA06_1:10_C	11	PO06_1:10_B	19	LL09_1:10_C	27
4	TR06_1:10_A	12	PO06_1:10_C	20	TW09_1:10_A	28
5	TR06_1:10_B	13	TW06_1:10_A	21	TW09_1:10_B	29
6	TR06_1:10_C	14	TW06_1:10_B	22	TW09_1:10_C	30
7	LL06_1:10_A	15	TW06_1:10_C	23		31
8	LL06_1:10_B	16	K1_1:100	24		32

49	57	65	73
50	58	66	74
51	59	67	75
52	60	68	76
53	61	69	77
54	62	70	78
55	63	71	79
56	64	72	80

